



Rotaid AED Cabinets

SOLID PLUS HEAT



USER GUIDE & MAINTENANCE ADVICE
GEBRUIKERSHANDLEIDING & ONDERHOUDSADVIES

www.rotaid.com | info@rotaid.com | +31 – 478 769 052



User guide

On the Rotaid AED Cabinets website, www.rotaid.com/support, further information and video material can be found.

LOCATION AED CABINET

Make sure there are no irregularities present at the desired location. Please take the fire safety and evacuation regulations into account. If mounted on a stone or concrete wall, please use the wall anchors prior to fixation.

To ensure the defibrillator stays within its operational temperature range during the whole year, the Rotaid should be located in the shade at all times.

OPENING CABINET

All our cabinets only require a short twist to the left to open. The whole cover comes off to provide full access to the defibrillator. The cover is fixated to the backplate via a belt and does not require your attention after opening.

ALARM

The alarm is triggered when the cabinet is opened and will sound continuously for 15 minutes. After 15 minutes it will beep every 5 minutes. On the bottom of the alarm unit, a small red button can be found. When the cabinet is in alarm, you push this button to temporarily turn off the alarm. When the cover is placed back onto the cabinet, a dual tone signal is heard. This signal sounds to confirm that the alarm is functioning again.

Two AA-batteries power the alarm system for at least 24 months and can be found in the fastening materials package.

At the bottom there is also a white switch to select the desired loudness (84 dBa and 98 dBa).

PLACEMENT AED

If placed in an outdoor environment, always make sure the AED comes in the official manufacturer's bag for outdoor use!

For the Plus, Solid Plus and Solid Plus Heat, use the two long bolts and pre-drilled holes on the top of the backplate to find the ideal position to hang the defibrillator via its handle or carrying case.

When placing the AED in the cabinet, make sure the backside of the bag is as close to the heating system as possible.

CLOSING CABINET

To close the cabinet, place the cover about 15 centimetres to the left (counter clockwise) and then twist to the right until the cover cannot move any further. Please also make sure to enclose the steel hook in the cover

when placing the cover when using a Plus, Solid Plus or Solid Plus Heat LED. In the video section on this page a more detailed video can be found regarding the closing of the cabinet.



Maintenance advice

COVER

The cover needs no maintenance. For a high-quality appearance, you can clean the cover from time to time with a damp cloth to remove dirt and any residual sand.

BACKPLATE

The back plate requires no maintenance. In the backplate, a rubber ring/seal is mounted to ensure your cabinet is watertight. To make sure this rubber seal remains flexible, please lubricate the seal at least twice a year with a greasy liquid or spray, please do this once before the summer and once before the winter.

HEATING & LED LIGHTS

The LEDs burn continuously. This makes your AED visible during the dark hours.

The heater works fully automated and will switch on during cold temperatures thanks to the built-in thermostat and controller. Please make sure the socket that powers the heating device will be marked to prevent loss of power.

In case of a malfunction, the LEDs will blink. Your heating device will not work anymore. If so, contact your official Rotaid AED Cabinets distributor for further assistance.

Alarm System

For optimal performance, replace both AA batteries once every 24 months. Only use Alkaline batteries for optimal performance and life span.



Gebruikershandleiding

Op de website van Rotaid AED Cabinets vindt u een support pagina. Op deze pagina vindt u video instructies over het openen, sluiten en gebruik van uw buitenkast.

LOCATIE AED KAST

Kies een plek op de muur of wand die vlak is en geen onregelmatigheden heeft. Houd tevens rekening met brandveiligheidsvoorschriften en minimale doorgangruimte.

Om te verzekeren dat de defibrillator het gehele jaar binnen haar operationele temperatuurbereik blijft, dient de Rotaid te allen tijde zich in de schaduw te bevinden.

KAST OPENEN

Met een korte draai naar links draait u de kap van de achterwand. De kap zal via de nylon band blijven hangen en u heeft volledige toegang tot de AED. Tijdens het openen zal het alarmsysteem direct worden geactiveerd.

ALARM

Het alarmsysteem wordt gevoed door 2 AA-batterijen. Deze treft u aan in het zakje met bevestigingsmaterialen. U kunt het klepje van het alarm openschuiven en de batterijen plaatsen. Het alarm zal direct afgaan. Het alarm wordt uitgeschakeld wanneer de kast weer wordt gesloten. Indien de kast openblijft dan zal het alarm 15 minuten onafgebroken luiden. Daarna zal het iedere 5 minuten een kort signaal afgeven. Aan de onderzijde van het alarm vindt u een rode knop. Hiermee kunt u het alarm na opening van de kast tijdelijk uitzetten. Wanneer de kap weer wordt teruggedraaid wordt het alarm weer geactiveerd. U hoort dan een kort tweetonig signaal. Voor een betrouwbare werking wordt geadviseerd deze batterijen iedere 24 maanden te vervangen. Aan de onderzijde zit tevens een witte schakelaar om het volume te selecteren (84 dBa en 98 dBa)

PLAATSING AED

Via de 2 lange bouten kunt u de AED ophangen aan het handvat van het apparaat. De voorgeboorde gaten aan de bovenzijde van de achterwand bieden verschillende opties voor het ophangen van uw AED. De AED dient te worden geplaatst in de buitentas die door de fabrikant van uw specifieke type AED wordt verkocht/geadviseerd.

Zorg dat uw AED in het midden van de kast hangt, zover mogelijk naar achter (zo dicht mogelijk tegen de verwarmingsmat aan) en niet in contact komt met bewegende delen van de kap.

Ook eventuele additionele zaken die u in de kast wilt opbergen mogen op geen enkele wijze in contact komen met de kap.

KAST SLUITEN

Om de kast weer te sluiten plaatst u de kap circa 15 centimeter tegen de klok in op de achterwand. Zorg tegelijkertijd dat de slothaak, bevestigd aan de onderzijde van de achterwand, zich in de kap begeeft. U kunt nu de kap weer naar rechts draaien en sluiten tot u niet meer verder kunt draaien. Bij een correcte sluiting zal de haak door de uitsparing in de kap vallen. Het alarmsysteem zal tevens een kort tweetonig signaal afgeven om aan te geven dat het is geactiveerd.

* Startpositie bij het sluiten van de kap.

Zorg dat de stalen haak zich aan de binnenzijde van de kap bevindt. Het eenvoudigste is de kap eerste aan de onderzijde in te haken en vervolgens via de bovenzijde en zijkanen dicht te draaien.

Indien u de slothaak niet gebruikt, dan kunt u deze ook verwijderen. Dit vergemakkelijkt het dichtdraaien van de kast en heeft geen consequenties voor de werking van het product.



Onderhoudsadvies

KAP

De kap is onderhoudsvrij. Voor een hoogwaardige uitstraling kunt u de kap enkele keren per jaar (afhankelijk van de omgeving) afnemen met een vochtige doek om vuil en eventuele groen- en zandresten te verwijderen.

ACHTERWAND

De achterwand is onderhoudsvrij. In de achterwand bevindt zich een rubberen afdichtingsring, die zorgt voor een waterdichte afsluiting. Zorg ervoor dat u tenminste twee keer per jaar, de rubberen ring inspuut/insmeert met een vette vloeistof/spray. Hiermee blijft deze soepel en flexibel. U doet dit een keer voor de winterperiode en een keer voor de zomerperiode.

VERWARMING & LED VERLICHTING

Indien de verwarmingsunit correct is aangesloten zullen de LED lampjes continue branden. Deze branden overigens 24 uur per dag. Hiermee is uw AED ook tijdens de donkere uren goed zichtbaar. De verwarming werkt volautomatisch en zal bij koude automatisch inschakelen dankzij de ingebouwde thermostaat.

Bij een storing aan de verwarming zullen de LEDS gaan knipperen. Uw verwarming functioneert dan niet meer correct.

Neemt u in dat geval contact op met Rotaid AED Cabinets voor verdere informatie.

ALARM

Voor een optimale werking vervangt u eens per 24 maanden beide AA-batterijen. Gebruik hiervoor alleen Alkaline-batterijen.

